

TABLETTE DÉTARTRANTE POUR LES CUVETTES DES WC



DETARNET
DOSE

SANITAIRES

ACTION
• Détartrer



Photo non contractuelle



Fabriqué




en France

CONDITIONNEMENTS :



Seau
de 2,5 Kg

pH :



INNOVATION :

■ Tablette effervescente **TRIPLE ACTION** :
Détartré, désincruste et assainit en une seule
opération.

PROTECTION :

- Sans danger pour les fosses septiques.
- Sans phosphate.
- Emballage individuel = Manipulation en toute
sécurité.
- Format tablette = Préserve l'utilisateur d'éma-
nations irritantes pour les voies respiratoires.

CONSEIL :

- Idéal pour l'entretien et le détartrage des cu-
vettes de WC.

MODE D'EMPLOI :

■ DETARNET DOSE s'utilise aussi bien en entretien
courant qu'en traitement de rénovation.

EN ENTRETIEN COURANT :

1 tablette par semaine : ■ Ouvrir le sachet de
protection individuel et laisser tomber la tablette
au fond de la cuvette des WC. ■ Laisser agir au
minimum 30 min. ■ Tirer la chasse d'eau.

EN TRAITEMENT DE RÉNOVATION :

1 à 2 tablettes selon l'état d'entartrement du
support : ■ Ouvrir le(s) sachet(s) de protection
individuel(s) et laisser tomber la/les tablette(s)
au fond de la cuvette des WC. ■ Laisser agir une
nuit complète. ■ Tirer la chasse d'eau. ■ Renou-
veler l'opération si nécessaire. ■ Il n'est pas utile
de froter la cuvette et les parois des WC.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : tablette monocouche blanche.
- Seau de 100 tablettes sous emballage indivi-
dual.
- Parfum : menthe intense.

IR :