


SUBSTRAT HYPERCONCENTRÉ ANTI-TARTRE À BASE DE BIOSURFACTANTS SPÉCIAL SANITAIRES



INNOVATION
EXCLUSIVE IPC



Photo non contractuelle



Fabriqué
en France



Engagement
Eco-Responsable

INNOV' + SANITAIRES

SANITAIRES

ACTION

- Nettoyer les sanitaires

INNOVATION :

- Concept innovant de nettoyant prévenant la formation du tartre (organique et minéral) et faisant briller les surfaces comme l'émail, faïences, robinetteries, ...
- CONCEPT + ÉCONOMIQUE :
 - formule à base de biosurfactants jusqu'à 500 fois plus efficace que les tensioactifs d'origine pétrochimiques.
 - 500 ml de substrat = 50 L de produit PAE.

- MANIPULATION + PRATIQUE : son format poche, sa poignée et son robinet facilitent les manipulations.


PROTECTION :

- UTILISATEUR + SÉCURISÉ : exempt de classement toxicologique et de phrases de risques après dilution.
- ENVIRONNEMENT + PROTÉGÉ : diminution de l'empreinte carbone.
- EMBALLAGE + RECYCLABLE : quantité de déchets minimisée.
- COLIS + LÉGER : prévention des troubles musculo-squelettiques lors des manipulations.
- STOCKAGE + RÉDUIT : très faible encombrement, poche souple facile à stocker.

CONSEIL :


- Utilisable avec le concept EASY DOZ.

CONDITIONNEMENTS :



Poche
500 ml

pH :



MODE D'EMPLOI :

- Compléter la poche d'eau pour obtenir 5 L de concentré.
- Pour un détartrage choc utiliser le concentré pur.
- Diluer à 10 % à l'aide de l'EASY DOZ ou de la pompe doseuse, ou directement dans un pulvérisateur.
- Pulvériser le produit sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide limpide bleu.
- Parfum frais «L'Original».

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- EASY DOZ ● EASY DOZ P

IR :