

LINGETTE BLEUE DÉINFECTANTE SANS RINÇAGE



PROCIDE LINGETTE CITRON

DÉSINFECTION ET
DÉCONTAMINATION • CUISINE
• SANITAIRES • HYGIÈNE ET
PROTECTION DES MAINS

ACTION

- Désinfecter les mains
- Désinfecter les surfaces



Photo non contractuelle



Fabriqué
en France




CONTACT
ALIMENTAIRE

CONDITIONNEMENTS :



Boîte
de 200 lingettes

pH :



INNOVATION :

- Lingette bleue formulée pour nettoyer et désinfecter les mains et tous types de surfaces.
- Utilisation sans rinçage.

PROTECTION :

- DÉSINFECTANT* :
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE.

* Pour plus d'informations, se reporter à la fiche complémentaire.

CONSEIL :

- Utilisable sur les mains et tous types de matériaux.
- Ne pas utiliser sur les personnes sensibles à l'éthanol et sur le plexiglass.
- Idéal pour les collectivités, sanitaires, crèches, écoles, etc.

MODE D'EMPLOI :

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Utilisez les biocides avec précautions.
- Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
- Lingette prête à l'emploi, à usage unique.
- Traiter la surface
- Laisser sécher.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.
- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte.
- Passer une lingette, prise au centre du bobino, dans l'opercule.
- Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.

CARACTÉRISTIQUES :

SOLUTION DÉSINFECTANTE :

- Parfum : CITRON
- Densité : $0,891 \pm 0,005$.
- COV : 50 %.
- Préparation à usage biocide TP01/02/04.
Ethanol (CAS : 64-17-5) : 59,48 % (m/m).

LINGETTE :

- Bleue non tissé wetlaid viscosité 23 gsm.
- Dimensions : 200 x 200.

05/21

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Page 1 sur 2
Création : 11.06.21
IR :

**Lingettes désinfectantes à large spectre d'action
pour mains et objets**

NORMES DE DESINFECTION :

○ BACTERICIDIE :

- EN 1040 (1 mn)
- EN 1276* (30 sec)
- EN 13727+A2* (30 sec)
- EN 13727+A2, Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium, ERV, Escherichia colis EBLSE* (30 sec)
- EN 13697** (1 mn)
- EN 14561* (5 mn)

○ LEVURICIDIE :

- EN 1275 Candida albicans, 1 mn
- EN 13624* Candida albicans, 1 mn
- EN 13697* Candida albicans, 5mn
- EN 1650+A1* Candida albicans, 1 mn
- EN 14562* Candida albicans, 5 mn

○ ACTIF SUR VIRUS :

- EN 14776* Rotavirus (1 mn)
- EN 14476* virus de la vaccine (MVA) (30 sec)

Couvre notamment les virus enveloppés suivants : Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV...

* En conditions de propreté

** En conditions de saleté